

Installation type dans votre magasin

Essibox

Relai informationnel entre l'opérateur et la plate-forme Essibox, communiquant via des affichages lumineux discrets.

- Poids : 1,2 kg • Dimensions : 15x15x15 cm • Tension d'alimentation : 220 V-50/60 Hz
- Consommation électrique : 15 W • Communication par ondes radio • Marquage CE de conformité

Essibox Serveur

Gère les communications, les machines et les applications Essibox. Spécifications détaillées dans les conditions commerciales.

Garantie et services associés

Service incluant installation, formation, support, garantie des matériels, protections anti-virus et droits d'utilisation des applications. Spécifications détaillées dans les conditions commerciales.

Conditions de fonctionnement

Les ordinateurs présents dans le magasin, et à partir desquels sont exploitées les applications Essibox (dans la limite de 5 utilisateurs simultanés), doivent être équipés :

- du système d'exploitation Microsoft® Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista ;
- du logiciel Microsoft® Internet Explorer version 6 ou 7.

Le magasin doit disposer :

- d'une liaison ADSL permanente et fonctionnelle à tout moment. L'architecture Essibox doit pouvoir être connectée à cette liaison afin d'accéder à internet et permettre le fonctionnement de la plate-forme ;
- d'un réseau local filaire ou Wifi.

Conforme à la norme ISO 16284 [compatible OMA 3.07]

NB : Dans un souci d'amélioration, ces spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

ORGANISING
VISION



ESSILOR INTERNATIONAL Département Instruments

64 bis, avenue Aubert – 94306 Vincennes Cedex France - Tél. : 33 (0)1 72 94 71 00 – Fax : 33 (0)1 72 94 70 27

www.organising-vision.com

Essibox.
6 nouvelles faces à votre quotidien!






1. Essibox assure la continuité des transferts d'information

Chaque jour, vous collectez et traitez de nombreuses informations au travers de différents outils et logiciels (optométrie, prise de mesure, gestion de magasin, montages...). Même si certaines passerelles existent déjà, le transfert d'information entre chacun de vos équipements reste souvent partiel ou cloisonné. Ce manque d'automatisation, qui fractionne les tâches et vous contraint à de multiples saisies souvent redondantes, se révèle au final, très chronophage.

Avec Essibox, Essilor vous offre le moyen de relier tous vos outils entre eux et de créer un flux unique et continu d'information. Véritable carrefour où se concentreront les divers composants de votre magasin, Essibox centralisera tous les échanges de données, vous apportant un gain réel en efficacité, pour mieux vous consacrer à vos clients.



MOINS DE
RISQUES
D'ERREURS

GAIN
DE TEMPS



2. Essibox s'intègre simplement à votre organisation

Sans modification de votre organisation existante, Essibox s'intègre directement au réseau de votre magasin. Pour accéder à tous ses services, vous n'avez donc besoin que d'un réseau local et d'une connexion ADSL.

Sa compatibilité est immédiate avec plusieurs outils Essilor et ne nécessite nullement de renouveler vos équipements.

Conçue sur un système de communication ouvert, Essibox s'interfacera progressivement avec différents logiciels de gestion de magasin, équipements de réfraction ou appareils de prise de mesure répondant aux standards internationaux (se renseigner auprès de votre représentant local).
Formatée pour vous seconder, Essibox respecte en toutes circonstances « l'architecture » de l'organisation que vous avez décidée.

Evolutive et flexible, elle vous permet d'intégrer progressivement et à votre gré, nouvelles fonctionnalités et nouveaux services.

ADAPTABILITÉ
+
FLEXIBILITÉ
+
EVOLUTIVITÉ



3. Essibox optimise la gestion de vos montages


Travaillant ensemble autour d'Essibox, vos équipements transfèrent automatiquement les données utiles (forme, prescription, hauteurs, écarts, type de verres...) au centreur et à la meuleuse, sans aucune ressaisie.

De plus, son module de gestion de montages intégré vous offre :

- La possibilité de mettre en relation plusieurs magasins à un atelier centralisé.
- La capacité de préparer directement sur l'application de l'Essibox vos choix de finitions : position du biseau, largeur de rainure, contre biseau...

- La visualisation de l'ensemble de vos montages ainsi que leur état d'avancement.
- La possibilité d'organiser ou de modifier les priorités de la journée.

Totalement intégrée à votre réseau, l'application Essibox est accessible à partir de n'importe quel poste informatique de votre magasin.



VISIBILITÉ PERMANENTE
DES OPÉRATIONS
EN COURS

MISE EN RELATION
DE PLUSIEURS
MAGASINS À UN
ATELIER CENTRALISÉ



4. Avec Essibox, créez vos propres formes et des perçages inédits

Plus qu'un simple outil de modification, Essibox intègre un module de création de formes et de perçages avec lequel vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et qui vous ouvre de nouvelles fonctionnalités réservées jusqu'alors aux sociétés spécialisées.

Conçu sur le principe des logiciels de dessin assisté par ordinateur, ce module se distingue par sa convivialité et son interface novatrice. Les fonctions, regroupées au centre de l'écran, sont plus faciles d'accès.



VALORISATION
DE VOTRE
CRÉATIVITÉ

RÉALISATION
DE FORMES
PERSONNALISÉES



5. Essibox gère vos bases de données "formes & perçages"

Fort de sa capacité de stockage illimitée, Essibox vous permet de créer et d'archiver sans contrainte formes et modèles de perçage. La sélection et l'identification des librairies sont très faciles et rapides grâce à :

- Un tri-multicritère (par fabricant, par collection ou par modèle)
- Une visualisation immédiate de la forme et des perçages associés.

En complément de vos propres créations, vous disposez d'une base de données intégrée et évolutive pour un usage immédiat sur Essilor Kappa c.t.D (déjà 300 modèles parmi les plus grandes marques). Si le logiciel de gestion le permet, vous pouvez également partager vos formes afin de compléter vos fiches client.



**CAPACITÉ
DE STOCKAGE
ILLIMITÉE**
**BASE
DE DONNÉES
INTÉGRÉE**



6. Essibox optimise l'utilisation de vos machines

Et pour que votre plate-forme soit toujours opérationnelle :

- Mises à jour logicielles permanentes de votre chaîne numérique, des applications Essibox et des bases de données par téléchargement.
- Aide au diagnostic à distance : remontées d'alertes automatiques ou à votre demande pour une prise en charge plus rapide.
- Réglage à distance (ou guidé) des équipements pour optimiser leur performance.

- Contrat de services personnalisés : délai d'intervention garanti, visite d'entretien préventive, hotline, conditions avantageuses sur les pièces détachées...
- Mise à disposition de documentation électronique sur votre chaîne et la plate-forme Essibox.
- Support de l'assistance téléphonique pour toute explication complémentaire et aide spécifique.
- Accès sécurisé aux sites web Métier.

NB : Aucune information relative à vos clients n'est communiquée à Essilor.

Détail des contrats de services personnalisés disponible auprès de votre représentant Essilor local.

Et demain...

**TOUJOURS PLUS
DE PARTENAIRES**

**DES OUTILS
D'AIDE À LA VENTE
INÉDITS**